


MADE IN JAPAN

特許・商標・意匠 登録済み

御尊体用マウスピース 永遠のほほ笑み

「永遠のほほ笑み」は、歯科技工士が開発した 入れ歯に替わってご尊体に装着していただくための義歯です。
入れ歯を入れられない方に「永遠のほほ笑み」を装着いただくことで、笑顔でお見送りしていただけます。
上唇が持ち上がることで、口周り、口紅の化粧が行いやすくなり、より良い笑顔での仕上がりとなります。


使用方法



- ①まずは、位置を決め調節します。「歯」の部分を持って、上唇をあげて「床」部を歯ぐきにはめます。(この時まで粘着剤はつけません。) 歯ぐきの深さに合わせて「床」を切り、深さ調整をしてください。
- ②「歯」の部分を持ち、「床」部分に付属の粘着安定剤をたっぷり塗ります。
- ③歯ぐきにはめてください。
- ④唇を整え、お口周りのお化粧品などを施してください。


粘着安定剤

装着イメージ



- 粘着安定剤は、時間がたっても 必要に応じて外すこともできます。
- 1包におよそ2回分の粘着安定剤が入っています。
- 衣服につくと取れませんので気を付けてください。
- 皮膚についた場合は布などできれいにふき取った後、石鹸でよく洗い流してください。

1本でも歯が残っている方



- 切り落とす前に、残っている歯の本数を確認してください。
- 「永遠のほほ笑み」を裏返し、歯の残っている部分にあたる「歯」を線に沿って切ります。
- 使用方法①から④と同様に、残った歯に合わせて歯ぐきにはめます。

- 本商品は、上の歯専用です。
- この商品は、シリコン素材のため、燃えると白い灰になります。
- 内容：本体1個（フリーサイズ）、粘着安定剤（2g）、取扱説明書 x10個セット
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。

【販売代理店】


株式会社ヒュー・メックス

広島市西区中広町3丁目3-21
TEL:082-532-0361 FAX:082-295-6284

【製造元】

株式会社シンリュウ

大阪市中央区瓦町 3-4-8 アサヒビル6階
TEL:06-6223-4477 FAX:06-6223-4478
medical@sporteeth.co.jp

代理店